

# ニューすずしん帽クール

超吸水性  
纖維  
抗菌防臭  
保冷剤  
付属

品番: CN703

保冷剤冷却タイプ(保冷剤2個付き)

炎天下及び密閉された場所での作業に効果を發揮!

## 使用方法



汗取り部分  
水に浸さないでください。

### 保冷剤セット部分(後頭部冷却部分)

- 後頭部の冷却部分を水に浸し、十分保水してください。
- 凍らせた保冷剤を「後頭部冷却部分」上部の袋状になっている部分から入れてください。
- 保冷効果は1~2時間持続しますので午前中1個、午後1個を目安に交換してご使用ください。
- 作業終了後、冷凍庫で凍らせて再使用してください。

※保冷効果の持続時間は、使用環境・使用条件によって異なります。

- 後頭部冷却部分を水に濡らし保冷剤をセットすることにより通常のすずしん帽を上回る冷却効果を実現。



保冷剤で  
冷却効果UP!!



保冷剤  
2個付き

1,749円<sup>(税込)</sup>

- 水洗い後、繰り返し使用可能。

## 別売り保冷剤

品番: CN711 1個からの販売

セット品には2個付属していますが  
交換分が必要な際は  
別途お買い求めください。



保冷剤サイズ(80×180mm)  
保冷剤重量(130g)

286円<sup>(税込)</sup>